



PURELL Antimicrobial Wipes Plus

Toalhetes antimicrobianos



Toalhetes Antisépticos para mãos e superfícies.

Mercados: gabinetes médicos, hospitais, centros de saúde, clínicas, laboratórios de análises, serviços de emergência médica

- ✓ Excelente tolerância cutânea
- ✓ Ampla espectro de ação: bactérias, leveduras e vírus
- ✓ O 1º toalhete está pronto a usar
- ✓ Conveniente para usar em qualquer lugar
- ✓ Fabricado em França

Composição:

- Etanol CAS 64-17-5 (48mg/g)
- Cloruro de Benzalconio CAS 85409-22-9 (3mg/g)
- Digluconato de Clorexidina CAS 18 472-51-0 (1,2mg/g)

Características

Tecido não Tecido: entrelaçado branco, 22g/m²
Fragrância : mentolado
pH: fisiológico cutâneo: 4,5 – 6,5

Propriedades Toxicológicas

- Muito boa tolerância cutânea.

Modo de utilização



Retire a toalhita HORIZONTALMENTE até ao pré-corte e puxe com um só movimento.
Feche a caixa depois de usar.



Esfregue a superfície ou as mãos com uma toalhita, sem esquecer os espaços interdigitais, as extremidades das unhas, pulsos e dedos, durante pelo menos 30 segundos.



Não enxaguar.
Deixar secar.



Descarte os toalhetes utilizados num recipiente de resíduos.

Conservação

- Conservar na embalagem de origem, selada e em condições normais de armazenamento. Evitar temperaturas acima dos 40 ° C.
- Podem ser armazenados durante 30 meses, ao abrigo do calor e em condições de temperaturas normais.
- Após a abertura utilizar no prazo de um mês.

Legislação

- Produto biocida TP1 e TP2
- Utilização reservada a profissionais
- Dispositivo Médico (Certificado CE 459)

Meio ambiente

- Embalagem reciclável
- Descartar o conteúdo e a embalagem num recipiente de resíduos. Não descarte do produto no meio ambiente.

Laboratoires Prodene Klint uma empresa da familia GOJO

GOJO Industries Europe LTD – Sucursal em Portugal

Alameda dos Oceanos, Lote 3.14.04-H – Escritório A – 1990-196 Lisboa – Portugal – Tel.: +351 21 898 82 30 – Fax.: +351 21 898 82 39
Email: info@gojo.pt – www.gojo.com/portugal



PURELL Antimicrobial Wipes Plus

Toalhetes antimicrobianos

Propriedades microbiológicas da solução

Activo sobre	Normas	Tempo de contacto
Bactérias	<ul style="list-style-type: none">EN 1040EN 1040 (SARM)EN 1276*prEN 13727 *EN 13727*EN 13697*EN 14561 *	<ul style="list-style-type: none">1 min1 min30s30s5 min5 min5 min
Leveduras e Fungos	<ul style="list-style-type: none">EN 1275 (<i>Candida albicans</i>)EN 13624 (<i>Candida albicans</i>)*EN 13697 (<i>Candida albicans</i>)*EN 1650+A1 (<i>Candida albicans</i>)*EN 1650 (<i>Trichophyton mentagrophytes</i>)*	<ul style="list-style-type: none">5 min5 min5 min1 min15 min
Vírus	Activo sobre <ul style="list-style-type: none">HIN1 conforme com EN 14476 + A1Herpes Simplex tipo 1, RotavirusBVDV (vírus modelo hepatite C) , PRV (vírus modelo hepatite B), HIV	<ul style="list-style-type: none">30s5 min30s

*Normas realizadas em condições de limpeza

SARM: *Staphylococcus aureus* resistente à metilina

Precauções de utilização

Não ingerir.

Não utilizar com outros produtos.

Antes de qualquer utilização, leia a etiqueta e as informações referentes ao produto.

Para informações adicionais, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto.

Em caso de urgência, contactar o centro antivenenos mais próximo.



9019-01

Acondicionamento

Acondicionamento	Formato do Toalhete	Código do Produto
6 Boiões de 270 toalhetes	150 x 170mm	9213-06-EEU00
2 Eco-recargas de 1.200 Toalhetes	150 x 200mm	9218-02-EEU00 *

* Usar com o Doseador 9019-01

Rev.: 0/23.11.2015

Laboratoires Prodene Klint uma empresa da familia GOJO

GOJO Industries Europe LTD – Sucursal em Portugal

Alameda dos Oceanos, Lote 3.14.04-H – Escritório A – 1990-196 Lisboa – Portugal – Tel.: +351 21 898 82 30 – Fax.: +351 21 898 82 39
Email: info@gojo.pt – www.gojo.com/portugal

